



CARBOXYTHERAPY

Carboxytherapy is an effective and non-invasive therapeutic method that consists in the application of carbon dioxide (CO₂) under the skin with the aim of improving blood circulation, promoting tissue regeneration and improving the appearance of the skin. Applied carbon dioxide causes mild hypoxia (lack of oxygen) in the tissues. The body reacts to this by increasing blood circulation and dilating blood vessels, resulting in a better supply of tissues with oxygen and nutrients.

Karboxyterapia je efektívna a neinvazívna terapeutická metóda, ktorá spočíva v aplikácii oxidu uhličitého (CO₂) pod kožu s cieľom zlepšiť krvný obeh, podporiť regeneráciu tkanív a zlepšiť vzhľad pleti. Aplikovaný oxid uhličitý spôsobuje miernu hypoxiu (nedostatok kyslíka) v tkanivách. Telo na to reaguje zvýšením krvného obehu a rozšírením ciev, čím dochádza k lepšiemu zásobovaniu tkanív kyslíkom a živinami.


Карбокситерапия – эффективный и неинвазивный метод лечения, заключающийся во введении под кожу углекислого газа (CO₂) с целью улучшения кровообращения, содействия регенерации тканей и улучшения внешнего вида кожи. Примененный углекислый газ вызывает легкую гипоксию (недостаток кислорода) в тканях. Организм реагирует на это усилением кровообращения и расширением сосудов, в результате чего ткани лучше снабжаются кислородом и питательными веществами.

inco₂



orthopaedic medicine
physiotherapy
neurology
gyneacology
urology
psychiatry
rheumatology
balneology
sports medicine
dermatology
aesthetic medicine
aesthetic dermatology



inco 2



CO₂ applied under the skin improves blood circulation and contributes to reducing pain and inflammation. It stimulates the production of collagen and elastin, which leads to improvement of skin texture, elasticity and reduction of fine wrinkles.

CO₂ aplikovaný pod pokožku zlepšuje prekrvenie a prispieva k zmierneniu bolesti a zápalu. Stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu, čo vedie k zlepšeniu textúry pleti, elasticity a redukcii jemných vrások.

CO₂ нанесенный под кожу, улучшает кровообращение и способствует уменьшению боли и воспаления. Стимулирует выработку коллагена и эластина, что приводит к улучшению текстуры кожи, ее эластичности и уменьшению мелких морщин.



iNCO 2 Physio Micro Accu Derma

Device for dose subdermal application of the medical gas CO₂ in the form of gas injections

Prístroj pre dávkovú podkožnú aplikáciu medicínálneho plynu CO₂ (oxid uhličitý) vo forme plynových injekcií

Прибор для дозового подкожного применения медицинского углекислого газа (CO₂) в виде газовых инъекций

- Physio applications
- Micro applications
- Derma applications
- Accupuncture applications
- Applied dose volume of CO₂
- Equipped with hand applicator or application hose with luer ending or both



inco 2



ENG

Physio device

Dose therapy

Range: 5–55 ml per dose

Equipment:

Hand applicator

Micro device

Dose therapy

Range: 1, 2, 3, 4, 5–55 ml per dose

Equipment:

Hand applicator

Derma device

Dose therapy

Range: 5–55 ml per dose

Continuous therapy

Range: 5 ml per 1 second

Equipment:

Hand applicator

Application luer hose

connector

Control pedal

Accupuncture device

Dose therapy

Range: 0,1 – 9,9 ml per dose

Equipment:

Hand applicator

Weight: 2,2 kg

Dimensions:

300x200x110mm

Notice: Neither reductant valve, nor CO₂ bottle are components of the device.

РУС

Физио аппарат

Дозовая терапия

Диапазон: 5–55 мл

в одной дозе

Базовое оборудование:

Ручной аппликатор

Микро аппарат

Дозовая терапия

Диапазон: 1, 2, 3, 4, 5–55 мл в

одной дозе

Базовое оборудование:

Ручной аппликатор

Дерма аппарат

Дозовая терапия

Диапазон: 5–55 мл

в одной дозе

Непрерывная терапия

Диапазон: 5 мл/секунда

Базовое оборудование:

Ручной аппликатор

Шланг с коннектором Лuer

Ножная педаль управления

Пнеумо-akupunktúra

Дозовая терапия

Диапазон: 0,1-9,9 мл в одной

дозе

Базовое оборудование:

Ручной аппликатор

Вес: 2,2 кг

Габариты: 300x200x110мм

Примечание: Редукционный клапан и балон с газом CO₂ не являются принадлежностью прибора.

SK

Fyzio prístroj

Dávková terapia:

Rozsah: 5–55 ml

v jednej dávke

Základné vybavenie:

Ručný aplikátor

Mikro prístroj

Dávková terapia:

Rozsah: 1, 2, 3, 4, 5–55 ml v

jednej dávke

Základné vybavenie:

Ručný aplikátor

Derma prístroj

Dávková terapia:

Rozsah: 5–55 ml

v jednej dávke

Kontinuálna terapia

Kontinuálny prietok 5 ml/

sekunda

Základné vybavenie:

Ručný aplikátor

Aplikačná hadička Luer

Nožný pedál

Pneumo-akupunktúrny prístroj

Dávková terapia:

Rozsah 0,1–9,9 ml

v jednej dávke

Základné vybavenie:

Ručný aplikátor

Váha: 2,2 kg

Rozmery: 300x200x110 mm

Ponámka: Redukčný ventil a tlaková nádoba s CO₂ nie sú súčasťou prístroja.