



Masa cu elevatie electrica pentru aparatura medicala si echipamente oftalmologie, design ergonomic, functiile avansate fac din masa cu elevatie electrica alegerea ideala pentru utilizare in cadrul clinicilor medicale oftalmologice, spitale oftalmologie, cabinetele oftalmologice moderne.

- Masa cu elevatie electrica:
- Patru roti pivotante 2 cu frana
- Dimensiuni blat: 900 x 510 mm
- Ajustare pe inaltime: 630 ~ 820 mm
- Alimentare: 110 V / 220 AC
- Capacitate de sustinere: max. 75 kg