

Bara de prisme este un instrument esential în oftalmologie pentru detectarea si evaluarea strabismului. Prismele pentru strabism permit medicului oftalmologic sa masoare unghiul de deviere a ochilor, oferind informatii cruciale pentru diagnosticarea precisa a strabismului. Prismele din acril pentru strabism asezate pe bara orizontala si bara verticala. Setul de prisme contine o bara de prisma orizontala, una verticala si doua prisme suplimentare de 45 si 30 dioptrii.

Bara de prisma verticala dioptrii: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25D si o prisma suplimentara de 30D.

Bara cu prisme orizontale dioptrii: 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40D si o prisma suplimentara de 45D.

