

sphygmotensiophone



Extreme precision and **refined functionality** – our two-tube sphygmomanometer. The chromium-plated pressure gage housing fits firmly on the cuff, is constantly in the field of view and is neat and tidy. The **high-quality cotton cuff finished in artificial leather** is provided with a metal clip through which to pull the cuff. This ensures safe and accurate measurement at all times. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free.
- Microfilter protects air release valve and measuring system.
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging.
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600g mmHg.
- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg.
- Easy to read scale Ø 49 mm from 0 to 300 mmHg.
- In padded and zippered nylon bag.

Ø 49 mm, metal bar, two-tube

- Velcro cuff, adult
- Velcro cuff, children
- Velcro cuff, babies

bordeaux

No. 1380

No. 1381

No. 1382

Hochleistungspräzision und **ausgefeilte Funktionalität** – unser 2-Schlauch-Blutdruckmessgerät.

Das verchromte Metallgehäuse des Manometers ist fest auf die Manschette montiert, immer im Blickfeld und aufgeräumt. Die hochwertige **Baumwollmanschette mit Kunstlederapplikationen** verfügt über einen Metallbügel zum Durchziehen der Manschette. Dies sorgt für jederzeit sichere und exakte Messung. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei.
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System.
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei.
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg.
- Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg.
- Gut ablesbare Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg.
- Inkl. gepolsterter Nylon-Reißverschluss tasche.

Ø 49 mm, Bügelmanschette 2-Schlauch	bordeaux
• Klettenmanschette Erwachsene	Nr. 1380
• Klettenmanschette Kinder	Nr. 1381
• Klettenmanschette Säuglinge	Nr. 1382

Précision de haute performance et **fonctionnalité parfaitement rodée** : c'est notre tensiomètre à deux tubes. Le boîtier en métal chromé du manomètre est monté fixement sur le brassard et est donc toujours dans le champ de vue, toujours à sa place. **Le brassard** de qualité supérieure est **en coton avec applications de cuir synthétique** ; il est équipé d'une boucle métallique permettant de bien serrer le brassard. Cela garantit une prise de mesure sûre et exacte à tout moment. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg.
- Echelle graduée bien lisible, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg.
- Appareil livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.

Ø 49 mm, brassard à boucle, deux tubes	bordeaux
• Brassard à bandes velcro, adulte	No. 1380
• Brassard à bandes velcro, enfants	No. 1381
• Brassard à bandes velcro, nourrisson	No. 1382

Altísima precisión y **elevada funcionalidad**: nuestro tensiómetro de 2 tubos. La carcasa metálica cromada del manómetro está montada de forma fija en el brazalete, siempre visible y ocupando poco espacio. **El brazalete de algodón de alta calidad con aplicaciones de cuero artificial** presenta un puente metálico para pasar el brazalete. Esto permite una medición segura, sencilla y precisa en todo momento. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.
- Escala de fácil lectura de Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg.
- Incluye una bolsa acolchada de nylon con cremallera.

Ø 49 mm, brazalete con puente, 2 tubos	burdeos
• Brazalete de velcro, adultos	No. 1380
• Brazalete de velcro, niños	No. 1381
• Brazalete de velcro, lactantess	No. 1382

высокоточный и максимально продуманный по функциональности прибор для измерения давления крови с двойным шлангом. хромированный металлический корпус манометра прочно прикреплен к манжете. .го всегда видно и он не мешает работе. высококачественная манжета из хлопка с аппликациями из искусственной кожи оснащена металлической скобой для продевания манжеты. [благодаря этому надежное и точное измерение возможно в любое время. ожет поставляться и в варианте без латекса [при заказе передномером артикула указать LF для варианта без латекса].

- изнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки.
- микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему.
- о специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной.
- мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- аксимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.
- орошо считываемая шкала диаметром 49 мм, наилучшая считываемость до 300 мм рт. ст.
- нейлоновой сумке на молнии.

иаметр манометра 49 мм, манжета со скобой двухшланговая.	бордовый
• онометр с манжетой на липучке для взрослых	No. 1380
• онометр с манжетой на липучке для детей	No. 1381
• онометр с манжетой на липучке, неонатальная	No. 1382