

Tuburi de oxigen medical, capacitate 4/5/8/10/40L litri. **Tuburi de oxigen** dotate cu regulator **GCE®** de presiune pentru **oxigen medicinal**: $PI = 200 \text{ bar}$; $Q_e = 15 \text{ l / min}$. **Manometru** de presiune inalta pentru indicarea cantitatii de oxigen ramasa in tuburile medicale si masca faciala pentru oxigen medical. **Tuburile de oxigen medical** sunt conforme cu PT C5 colectia ISCIR si respecta normele Europene in vigoare: Directiva 1999/36/ EG (TPED); Directiva 2002/50/CE, transpuse in legislatia Romaneasca prin HG 941/2003 modificata prin HG 1941/2004.



Robinet integrat cu reductor de presiune si capac de protectie



Robinet inchis / deschis usor de manipulat



Pozitionare usoara a orificiului de evacuare



Sistem ergonomic de fixare si transport



Sistem de reglare fina a debitului 0-15 l/min



Orificiu de umplere cu sistem de siguranta